

Gebruikershandleiding

Rolstoel oprijplaat

30120, 30121, 30122, 30123, 30124



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften door en pas deze toe!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retournering of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 5559215
Fax: +49 2403 5559215



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen

- De maximale belasting bedraagt 270 kg (met het gewicht gelijkmatig verdeeld over 2 assen). Overschrijd nooit de aangegeven maximale belasting.
- Overschrijd nooit de aangegeven maximale hoogte.
- Wees alert en voorzichtig tijdens het in- en uitladen.
- Zorg ervoor dat het in- en uitladen uitsluitend op een stabiel en stevig oppervlak gebeurt.
- Zorg ervoor dat er zich geen onbevoegden op de laadplaats bevinden en dat er geen voertuigen in de buurt rijden. **Letselgevaar!**
- Laat opgezette oprijplaten niet onbeheerd achter.
- Let op de in- en uitklapbare onderdelen. **Gevaar voor letsel door beknelling!**
- Orijplaten zijn glad wanneer ze nat zijn. **Gevaar voor uitglijden!**
- Klap de oprijplaat in en zet deze vast voor ieder transport.
- De oprijplaat is geen speelgoed. Gebruik de oprijplaat uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is. De oprijplaat is niet geschikt en niet bedoeld als trampoline, steiger, brug, ladder of iets dergelijks.
- Zorg er altijd voor dat de achterzijde (stootkant) van de oprijplaat stevig vastzit en niet kan wegglijden. Gebruik de meegeleverde schroeven om de oprijplaat te bevestigen.
- Volg bij het gebruik van de oprijplaat altijd de instructies en informatie van de fabrikant van uw rolstoel of elektrische rolstoel.

Gebruiksaanwijzingen

Rolstoel inladen

- Plaats de rolstoel met de voorwielen voor de oprijplaat. Rol of duw de rolstoel langzaam en met een constante snelheid de plaat op. Zorg ervoor dat de wielen in het midden van de oprijplaat blijven.
- Let vooral bij natte omstandigheden erop dat de wielen niet slippen of wegglijden.

Rolstoel uitladen

- Plaats de rolstoel met de achterwielen voor de oprijplaat. Laat de rolstoel langzaam de plaat afrollen.
- Gebruik de oprijplaat uitsluitend onder begeleiding van een vakbekwaam persoon.

Onderhoud

- Controleer de oprijplaat en alle onderdelen vóór ieder gebruik. Indien bij het inspecteren schade wordt vastgesteld, mag de oprijplaat niet worden gebruikt.
- Reinig de oprijplaat regelmatig. De scharnieren moeten regelmatig worden geolied.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.